



Nutzen Sie die Plattform QualiWorld® von QualiWorld®

Beschreibung

QualiWorld ist das Hilfsmittel, welches behinderten oder älteren Menschen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, ihr Umfeld im täglichen Leben zu kontrollieren und an Rehabilitations- und Bildungsprogrammen teilzunehmen.

In einem entsprechend der Fähigkeit und den spezifischen Bedürfnissen personalisierten PC ist QualiWorld die Software, die über eine äußerst intuitive und einfache Grafikschnittstelle eine Vielzahl von Anwendungen möglich macht.

Personalisierte und innovativste Schnittstellen ermöglichen die Aktivierung der Softwarefunktionen durch einen Atemstoß, ein Kopfnicken oder sogar durch einen einfachen Wimpernschlag.

Produktversionen

Qualiworld Advance ET

Einschließlich Personal Computer, Software QualiWorld® Advance und optischem Anzeiger

Qualiworld Advance M

Einschließlich Personal Computer, Software QualiWorld® Advance und Peripherie^(*)

Qualiworld Personal ET

Einschließlich Personal Computer, Software QualiWorld® Personal und optischem Anzeiger

Qualiworld Personal M

Einschließlich Personal Computer, Software QualiWorld® Personal und Peripherie^(*)

(*) Eine Peripherie, die unter den Standard-Peripherien ausgewählt wird

Systemanforderungen

Betriebssystem: MS Windows® XP Pro oder Folgeversion

Hardware: Prozessor Pentium IV, höher.
1 GB RAM Speicher oder mehr (2 GB empfohlen).
15 GB freier Speicher auf der Festplatte.

Als All-in-One-Version und Ultra-Mobile PC

















Softwarefunktionen

In der Konfiguration QualiWorld® Personal

QualiWORD, QualiMAIL, QualiSURF, QualiFAX, QualiSPEAK, QualiALBUM, QualiPLAYER, QualiGAME, QualiCALENDAR, QualiFRIENDS.

In der Konfiguration QualiWorld® Advance

QualiWORD, QualiMAIL, QualiSURF, QualiFAX, QualiSPEAK, QualiALBUM, QualiPLAYER, QualiGAME, QualiCALENDAR, QualiFRIENDS, QualiHOME, QualiPHONE, QualiCAM, QualiTV, QualiRADIO, QualiDVD.


 <p>QualiSURF Grenzenlos surfen im Internet.</p>	 <p>QualiTV Fernsehen schauen.</p>	 <p>QualiFAX Telefaxe erstellen, senden und empfangen.</p>
 <p>QualiMAIL E-Mails senden und empfangen.</p>	 <p>QualiRADIO Radio hören.</p>	 <p>QualiFRIENDS Kommunizieren im Chat mit Skype.</p>
 <p>QualiPHONE Grenzenlos und unabhängig telefonieren.</p>	 <p>QualiCALENDAR Einfaches organisieren der eigenen Termine.</p>	 <p>QualiDVD DVD Filme anschauen.</p>
 <p>QualiGAMES Bedienung vieler PC-Spiele wie Schach, Dame, Kartenspiele</p>	 <p>QualiPLAYER Audio- und Videodateien abspielen und verwalten.</p>	 <p>QualiCAM Bedienung und Benutzung von Web-Cams.</p>
 <p>QualiWORD Schreiben und verwalten beliebiger Dokumente.</p>	 <p>QualiALBUM Verwalten und anschauen von Fotos, Zeichnungen, ...</p>	 <p>QualiHOME Bedienen und kontrollieren von Elektrogeräten.</p>
 <p>QualiSPEAK Sprachausgabe über den PC.</p>		

Standard-Peripherien



Buddy Button


Mechanische Taste, die in verschiedenen Größen und Farben verfügbar ist. Auch druckfest bei sehr hohen Drücken.



Leaf

Einfach gerichteter Sensor in Form eines Blütenblatts.

Zusätzliches Befestigungssystem ist notwendig.



MicroLight

Äußerst druckempfindlicher mechanischer Sensor.



Penta

Sensor mit vier Richtungstasten und einer zentralen Auslösetaste. Kann die Maus ersetzen.

Erfordert sehr geringe, aber äußerst genaue Bewegungen.




Plate

Sensor mit dünner Membran, lässt sich mit leichter Berührung auf der farbigen kreisförmigen und flüssigkeitsbeständigen Oberfläche aktivieren.



Pneumatic - short

Druckluftsensor, der zwei Befehle durch Blasen und Saugen seitens des Anwenders aktiviert.



Ribbon

Hochempfindlicher Sensor, der sich in zwei Richtungen aktivieren lässt. Flüssigkeitsbeständig. Zusätzliches Befestigungssystem ist notwendig.



Tip

Quecksilbersensor, der durch die Verstellung des Neigungswinkels um 5 Grad aktiviert wird.



WebCam

Kann eingesetzt werden, um die Bewegung eines Körperteils zu erkennen und diese in eine Eingabe in QualiWorld umzuwandeln.

Optischer Zeiger

Der **optische Zeiger EYETECH EYETRACKER** ist ein Eye-Tracking-System, das den Anwendern ermöglicht, nur durch die Bewegung ihrer Augen zu kommunizieren.



Er ist in folgenden Versionen verfügbar:

- **TM3** (Einzelvorrichtung bestehend aus zwei Infrarotlesegeräten und einer Fernsehkamera)

oder

- **TM2** (Videokamera zur Montage auf dem Bildschirm + zwei Infrarotlesegeräte).



Exklusivvertrieb für Deutschland durch:

Sapio Life GmbH & Co. KG
Mainzerstrasse 38 – 66424 Homburg
Tel. (+49) 06841/9232-0 – Fax (+49) 06841/9232-40
www.sapiolife.de – qualiworld@sapiolife.de